



Toallitas desinfectantes

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES

Toallitas para desinfección rápida de superficies sensibles

- no deja marcas al aplicar
- especialmente gentil con los materiales
- efectivo contra norovirus (MNV)



Descripción del producto

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES son toallitas listas para usarse, para la desinfección rápida de superficies resistentes al alcohol, especialmente superficies sensibles. DESCOSEPT SENSITIVE WIPES son particularmente apropiadas para limpiar y desinfectar pantallas y teclados, al igual que paneles táctiles y de control. La combinación de las toallitas junto con la solución impregnada esta finamente equilibrada para lograr una desinfección muy efectiva pero suave con los materiales. DESCOSEPT SENSITIVE WIPES viene en un empaque resellable, fácil de usar.

Rango de aplicación

De acuerdo a la Directiva de Dispositivos Médicos (MDD): Desinfección rápida de dispositivos médicos no invasivos resistentes al alcohol. Especialmente apropiados para pantallas, teclados y superficies de control de equipo médico sensible.

De acuerdo a la Regulación de Productos Biocidas (BPR): Desinfección rápida y limpieza de inventario médico y todo tipo de superficies resistentes al alcohol.

Spectrum of activity

- bactericida (incl. MRSA)
- fungicida (c. albicans)
- tuberculocida
- micobacteriacida

Propiedades antimicrobiales			30 seg.	1 min.	3 min.
Bactericidal and yeasts					
Aplicación recomendada para desinfección de superficies (bactericida, fungicida)*	VAH**	con acción mecánica, condiciones sucias		•	
tuberculocida (M. terrae)	EN 14348	condiciones limpias	•		
micobactericida (M. avium)	EN 14348	condiciones limpias		•	
Virus					
activo contra todos los virus envueltos	RKI/DVV	incl VHB/VIH/VHC	•		
activo contra rotavirus	EN 14476	condiciones limpias	•		
activo contra norovirus (MNV)	EN 14476	condiciones limpias		•	
activo contra adenovirus	EN 14476	condiciones limpias			•
Resultados de EN tests adicionales					
bactericida	EN 13727	condiciones limpias y sucias		•	
fungicida	EN 13624	condiciones limpias y sucias		•	

* incluyendo pruebas fase 2 paso 1 y fase 2 paso 2 (pruebas cuantitativas de suspensión y pruebas cuantitativas de portadores)

** listado en la columna de 5 mins de la lista de la VAH

- inactivador de virus incl. VHB/VIH/VHC/ vaccinia/VDVB/influenza-virus
- rota-/norovirus

Aplicación

Frote superficies y objetos con DESCOSEPT SENSITIVE WIPES hasta que esté completamente mojada por el tiempo de contacto requerido

Composición

100gr. de solución contiene como ingrediente activo: 45.0 gr. etanol

Reportes de expertos

PD Dr. M. Suchomel, higienólogo, Vienna: Reporte del experto en desinfección de superficies de acuerdo a la directrices de VAH.



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES

Toallitas para desinfección rápida de superficies sensibles

Dr. J. Steinmann, virólogo, Bremen:

Reporte del experto en actividad contra:

- vaccinia virus de acuerdo a directrices de RKI/DVV.
- VDV (VHC) de acuerdo a directrices de RKI/DVV.

Prof. Dr. H.-P. Werner, higienologo, Bischofs-hofen &Schwerin:

Reporte del experto en:

- desinfección de superficies de acuerdo a directrices de VAH.
- actividad virucida activity contra norovirus (MNV) y rotavirus de acuerdo a EN 14476.
- Actividad tuberculocida y micobactericida de acuerdo a EN 14348

Información especial

Solido inflamable. Mantenga alejado de fuentes de calor, superficies calientes, chispas, flamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. No inhale los vapores. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de quitar. Continúe enjuagando. Deseche contenido y empaque de manera adecuada. Recicle.

Estatus del producto

Producto listado en la lista actual de desinfectantes de la VAH, la lista actual de desinfectantes de la ÖGHMP y la lista de efectividad virucida de la IHO. **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES** está conformidad con las directrices de la EU de la Regulación de Productos Biocidas (BPR, 528/2012) y de la EU 93/42/EC para dispositivos médicos.

Environmental information

Los productos de Dr. Schumacher GmbH se fabrican con procesos modernos, seguros y amigables con el ambiente. Debido a la conformidad con estándares de alta calidad, la constante y muy buena calidad del producto está garantizada.

Producto	Empaque	Unidad	Contenido	Tamaño	REF
DESCOCEPT SENSITIVE WIPES	Flowpack	12	80 toallitas	ca. 20 x 22 cm	00-323DS-T080-01

Use desinfectantes de manera segura. Siempre lea la etiqueta e información del producto antes del uso

Dr. Schumacher is certified according to DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BSOHSAS 18011 and has a validated environment management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. www.schumacher-online.com