

Desinfección rápida

# DESCOCEPT SPEZIAL

## Desinfectante rápido libre de alcohol

- Apropriado para superficies sensibles al alcohol
- Alto poder de limpieza
- Eficacia en corto tiempo de contacto



### Descripción del producto

DESCOCEPT SPEZIAL es una solución lista para usarse, sin alcohol, para la desinfección y limpieza de inventario médico, dispositivos médicos y todo tipo de superficies. Especialmente para dispositivos médicos y superficies sensibles al alcohol, también adecuado para vidrio acrílico. Basado en compuestos de amonio cuaternario

DESCOCEPT SPEZIAL no contiene alcohol, ni aldehídos ni fenoles, ni perfumes.

### Rango de aplicación

De acuerdo Reglamento de Productos Biocidas (BPR): desinfección y limpieza de superficies sensibles al alcohol e inventario médico.

De acuerdo al Reglamento de Dispositivos Médicos de la UE: desinfección y limpieza de dispositivos médicos no invasivos sensibles al alcohol.

### Aplicación

Limpie las superficies con DESCOCEPT SPEZIAL hasta que esté completamente húmedo y deje secar durante todo el tiempo de contacto.

### Notas de aplicación

DESCOCEPT SPEZIAL puede usarse como desinfectante con toallitas, como aplicación de espuma o en aerosol.

**Uso en sistemas dispensadores de toallitas:** DESCOCEPT SPEZIAL es especialmente adecuado para usarse con sistemas de

Espectro de eficacia y tiempos de contacto			30 s	1 min	2 min
<b>Bacterias y hongos</b>					
Aplicación recomendada para desinfección de superficies: bactericida, levurocida*	VAH** / EN 16615	Con acción mecánica, condiciones sucias		•	
<b>Virus envueltos</b>					
Actividad en contra virus envueltos	RKI/DVV	incl HBV/HIV/HCV	•		
	EN 14476	Condiciones limpias	•		
<b>Virus no envueltos</b>					
Activo contra virus papova/SV40	EN 14476	Condiciones sucias			•
Activo contra rotavirus	RKI/DVV		•		

\* incluyendo pruebas fase 2 paso 1 y fase 2 paso 2 (prueba cuantitativas de suspensión y pruebas cuantitativas de portadores)  
\*\* listado en columna 5 min de la lista de VAH

EN standards			
Antimicrobial properties			1 min
Bactericida	EN 1040	Prueba básica	•
Fungicida/levurocida (C. albicans)	EN 1275	Prueba básica	•
Bactericidal (area medica)	EN 13727	Condiciones sucias	•
Fungicida/levurocida (C. albicans, area medical)	EN 13624	Condiciones sucias	•
Bactericidal (area de comida e industrial)	EN 1276 / EN 13697	Condiciones sucias	•
Fungicida/levurocida (C. albicans, area comida e industrial)	EN 1650 / EN 13697	Condiciones sucias	•

dispensadores de toallitas para una aplicación conveniente y fácil de usar con una eficacia desinfectante comprobada y

permanente por un tiempo de hasta 28 días en combinación con el sistema dispensador de toallitas DESCO / ECO .



# DESCOSEPT SPEZIAL

Desinfectante rápido libre de alcohol

## Composición

100 g de solución contienen:

0.5 g cloruro de alquil (C12-16)

dimetilbencilamonio.

0.25 g cloruro de didecildimetilamonio.

## Opinión de expertos

Contamos con amplios informes de expertos para todos nuestros productos. Si lo solicita, con gusto le proporcionamos una carpeta de informes expertos.

## Declaración de precaución y peligro

Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. SI TIENE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continuar enjuagando. Deseche el contenido / contenedor adecuadamente, con empresa de desechos aprobada o en una colección local.

Para uso profesional únicamente.

Producto	Presentación	Contenido	Unidad entrega	REF
DESCOSEPT SPEZIAL	Spray bottle	750ml	6	00-208-0075EXP-SF
	Bottle	1L	12	00-208-010EXP
	Canister	5L	3	00-208-050EXP

CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Use desinfectante con seguridad. Siempre lea la etiqueta e información de product antes de usarlo.

Dr. Schumacher is certified according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. [www.schumacher-online.com](http://www.schumacher-online.com)

